



MINTAVÉTELI ÚTMUTATÓ

Vér

A beteg dönthet úgy, hogy a rutindiagnosztikai vizsgálatokból visszamaradt - megsemmisítésre váró - vérmintáját rendelkezésünkre bocsátja és/ vagy dönthet úgy, hogy vérvétel során az Onkobank számára is szolgáltatót többletmintát:

- Dátummal, névvel, TAJ számmal és „Onkobank” felirattal ellátjuk a vérvételi csövet.
- 1 db EDTA-s (lila kupakos) csőbe leveszünk min. 5 ml vért.
- 5-10 alkalommal megforgatjuk lassan a vérvételi csövet.
- A szállításig +4 °C-on állítva tároljuk a csöveket.
- Azonnal értesítjük az Onkobank munkatársát, hogy 1 napon belül az Onkobank laboratóriumába kerülhessen a minta.

Tumorminta – friss fagyasztás

- A mintagyűjtés előtt egy QR-kóddal ellátott kriocsövet előkészítünk és az Átvételi elismervényen feljegyezzük a beteg nevét, TAJ-számát és kriocső sorszámát.
- A tumoros szövetből steril csipesszel kimetszünk egy 1-3 grammos 0,5 cm³-es (kisebb borsónyi) darabot.
- Ezt steril csipesszel belehelyezzük a kriocsőbe, majd azt a folyékony nitrogénes abszorpciós szállítótartályba.
- Ha van lehetőség normál szövet fagyasztására, akkor is a fentiek szerint járunk el, az Átvételi elismervényen jelöljük a szövet típusát (N- normál, T-tumor).
- A szállítókannát az Onkobank munkatársa előre egyeztetett időpontban hetente az Onkobank laboratóriumába szállítja.
- Ha nincs lehetőség abszorpciós kannába helyezni a mintát, az Onkobank munkatársa a lehető legrövidebb időn belül hűtve az Onkobank laboratóriumába szállítja a szövetmintát.

Tumorminta - FFPE

- A paraffinos blokkból mikrotómmal 5-10 µm-es szeleteket metszünk le.
- A paraffinos blokk első pár metszete nem használható a levegővel való érintkezés miatt.
- Egy szelet területe 250 mm²-nél ne legyen nagyobb.
- 1,5 ml-es Eppendorf csőbe (max.) 8 db szeletet teszünk.
- Mintánként 4 db Eppendorf cső, vagyis összesen 4x8 db 5-10 µm-es szelet szükséges a vizsgálatához.
- A csöveket feliratozzuk (dátum,TAJ szám), majd szobahőn tároljuk.
- Értesítjük az Onkobank munkatársát, hogy 1 napon belül a laboratóriumba kerülhessen a minta.

A minták átvételével kapcsolatban kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal a mintavételt követő lehető legrövidebb időn belül!

- Onkobank koordinátor: +36-30-016-4020
- Onkobank asszisztens: +36-30-016-4582

Az átvételt minden esetben Átvételi elismervényen kell dokumentálni, ahol mindkét fél aláírásával igazolja az átadás-átvétel tényét.